

- Kalibrace pipet a dalších pístových objemových přístrojů dle IP-01 (ČSN EN ISO 8655-6)
- Jednokanálové a vícekanálové pipety, steppery, dilutory, byrety a dávkovače
- Akreditovaný rozsah kalibrací 1 μ l až 220 ml
- Jiné objemy jsou kalibrovány mimo rozsah akreditace

OBJEDNÁVKA KALIBRACE PIPET, STEPPERŮ, DILUTORŮ, BYRET A DÁVKOVAČŮ

Platné od 17. 05. 2023

Výrobní číslo - pokud není uvedeno na měřidle, označte měřidlo jednoznačným evidenčním číslem.

Oprava poškozeného měřidla - zatrhněte, pokud je požadován servis včetně vyčištění. Servis poškozených měřidel s výměnou dílů se provádí pouze v případě dostupnosti náhradních dílů. Oprava bude provedena v servisu DYNEX TECHNOLOGIES.

Neprovádět justování - zatrhněte, pokud si nepřejete justování měřidla na nejlepší možný soulad dle ČSN EN 8655-xxx.

Střední objem - standardně $V_{max}/2$. Pokud je požadován jiný objem, uveďte jeho hodnotu.

Neprovádět výrok o shodě s ČSN EN ISO 8655-xxx – zatrhněte, pokud si nepřejete uvést na kalibračním listě vyjádření shody s normou.

Poznámka – možnost pro zadání upřesňujících údajů

Dekontaminace zákazníkem - pokud bylo měřidlo před odesláním dekontaminováno, potvrďte podpisem níže

Způsob odběru - zatrhněte zvolený způsob vrácení měřidel. Osobní odběr – zákazník si vyzvedne měřidla v sídle firmy DYNEX v době 8:00 – 16:30 hod. Zaslát na výše uvedenou adresu – měřidla budou zaslána na uvedenou adresu. Dopravné a balné je započteno v ceně kalibrací.

Ceník - ceny kalibrací jsou k dispozici na vyžádání v Kalibrační laboratoři DYNEX

Součástí ceny je vystavení kalibračního listu. Kalibrované měřidlo bude označeno štítkem.

Měřidla jsou standardně kalibrována do 3 pracovních dnů od obdržení.

Pro dosažení optimálních výsledků je třeba poslat s pipetou i používané špičky v počtu nejméně 3 špiček pro fixní a 7 špiček pro nastavitelné pipety na jeden kanál.

- Kalibrace pipet a dalších pístových objemových přístrojů dle IP-01 (ČSN EN ISO 8655-6)
- Jednokanáňkové a vícekanáňkové pipety, steppery, dilutory , byrety a dávkovače
- Akreditovaný rozsah kalibrací 1µl až 220 ml
- Jiné objemy jsou kalibrovány mimo rozsah akreditace

Objednavatel /oddělení:

Adresa:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Datum:

Podpis:

Způsob odběru po kalibraci:

Osobní odběr v kalibrační laboratoři

Zaslat na výše uvedenou adresu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Výrobní číslo										
Oprava poškozeného měřidla										
Neprovádět justování										
Střední objem										
Neprovádět výrok o shodě s ČSN EN ISO 8655-xxx										
Poznámka										
Dekontaminace zákazníkem										
Jméno, podpis										